




¡Una gran oportunidad de
tratamiento oncológico **sin costo**
para todos quienes puedan
participar de ellos!

 **Teléfono:** +(56) 2 2599 2900

 **Correo:** Estudiosclinicos@oncovida.cl



Descubre más sobre
Estudios Clínicos



Completa este formulario
para proponer tu caso

¡Contáctanos!

Ubicación

Centro Médico Manuel Montt:
Manuel Montt 427, Providencia, Santiago, Chile

Horario de atención

Lunes a jueves de 8:30 a 18:15 horas
Viernes de 8:30 a 17:00 horas

Correo electrónico

unidadquimioterapia@oncovida.cl

Teléfono de contacto

+(56) 2 2599 2900



www.oncovida.cl/



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Oncovidachile



Conoce más sobre el uso de

BOMBA EASYPUMP EN DOMICILIO

"somos tu red de apoyo"

¿Qué es una Bomba Easypump?



Es un dispositivo flexible y desechable, que **sirve para administrar la quimioterapia a una velocidad lenta y continua**. Su objetivo principal es brindar seguridad durante tu tratamiento en el hogar.

La bomba Easypump funciona sin pilas y sin corriente, solo requiere de tu calor corporal para activarse.

Cuando inicies tu tratamiento, recibirás un bolso donde podrás guardar tu Bomba Easypump. Recuerda que es de uso personal y debes llevarlo a todas tus sesiones de quimioterapia.




Si pierdes tu bolso debes dar aviso al personal de la Unidad de Quimioterapia.

Para tener en cuenta...

El personal de enfermería conectará la bomba a tu catéter y **es muy importante que el regulador de flujo que dejarán adherido a tu piel permanezca ahí**. Si se desprende, debes volver a pegarlo.

A medida que el medicamento se esté administrando, la bomba se hará más pequeña.

Debes saber que puedes realizarte resonancias nucleares magnéticas o radioterapia con tu bomba instalada, sin problemas.



¿Cómo debo usarla correctamente?

- ★ Si estás sentado o acostado debes dejar la bomba a la altura del catéter.
- ★ Cuando estés de pie utiliza la bolsa de transporte, que puede ponerse en la cintura o cruzada en el pecho.
- ★ Recuerda que el regulador de flujo siempre debe estar adherido a tu piel.



¿Qué hacer si la bomba se cae o golpea?

- ★ Verifica que esté conectada al catéter. Si no es así, da aviso al personal de la Unidad de Quimioterapia.
- ★ No olvides que el regulador de flujo siempre debe estar en contacto con tu piel.



¿Puedo ducharme con la bomba?

- ★ ¡Puedes bañarte con ella puesta! Sólo debes asegurarte de que la bomba, el filtro y el área de punción no estén en contacto con el agua.



¿Cómo duermo con la bomba?

- ★ Debes sacar la bomba del bolso de transporte y ponerla al lado de tu almohada a la altura del catéter sin cargarte sobre ella.